

DIBUTOXYMETHAN

1-(butoxymethoxy)butan, butylal


Zelená alternativa k D-limonenu, cyklickým uhlovodíkům, perchloroethylenů.

CAS: 2568-90-3

Vzorec: C₉H₂₀O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	160,26
Hustota:	0,84 g·cm ⁻³



DIBUTOXYMETHAN

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
SOLVAGREEN® min 99,5 %, pro syntézu	100 ml	R.0796.1
SOLVAGREEN® min 99,5 %, pro syntézu	500 ml	R.0796.2
SOLVAGREEN® min 99,5 %, pro syntézu	1 l	R.0796.3
SOLVAGREEN® min 99,5 %, pro syntézu	2,5 l	R.0796.4