


DIC

N,N'-diisopropylkarbodiimid

Aktivační agent pro karboxylové kyseliny, kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

CAS: 693-13-0**Vzorec:** C₇H₁₄N₂**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	126,2
Hustota:	0,81 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H226-H330-H318-H334-H317



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu peptidů	5 ml	R 69811
min 99 %, pro syntézu peptidů	25 ml	R 69812
min 99 %, pro syntézu peptidů	100 ml	R 69813
min 99 %, pro syntézu peptidů	500 ml	R.6981.4