

DIETHOXYMETHAN


ethylal, (ethoxymethoxy)ethan, diethylacetal formaldehyd
Zelená alternativa k ethanolu, butanonu, arenům, butylacetátu.

CAS: 462-95-3

Vzorec: C₅H₁₂O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	104,15
Hustota:	0,83 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225



DIETHOXYMETHAN

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
SOLVAGREEN® min 99,5 %, pro syntézu	100 ml	R.0787.1
SOLVAGREEN® min 99,5 %, pro syntézu	500 ml	R.0787.2
SOLVAGREEN® min 99,5 %, pro syntézu	1 l	R.0787.3
SOLVAGREEN® min 99,5 %, pro syntézu	2,5 l	R.0787.4