


DIETHYLDITHIOKARBAMÁT SODNÝ TRIHYDRÁT

CAS: 20624-25-3

Vzorec: $C_5H_{10}NNaS_2 \cdot 3 H_2O$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	225,31
Indikátor:	Cu
Připravený roztok:	0,1 g v 100 ml H_2O
Bezp. věty (GHS):	H302-H410



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a., ACS	25 g	R.2601.1
p.a., ACS	100 g	R.2601.2
p.a., ACS	500 g	R.2601.3