

DIETHYLETHER ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept


ether, éter

CAS: 60-29-7**Vzorec:** C₄H₁₀O

- Velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota
- Vhodné pro použití v organické syntéze a v syntéze a analýze DNA
- Plněno pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	74,12
Hustota:	0,71 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H224-H302-H336+EUH019+EUH066

**DIETHYLETHER ROTIDRY®, max 60 ppm H₂O**

Zfiltrován přes 0,2µm membránový filtr, stabilizován pomocí 5 ppm BHT

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,5 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,0005 meq/g
Odparek:	max 0,001 %
Barva (Hazen) :	max 10

Balení	Čistota	Katalogové číslo
1 l	ROTIDRY®	R.AE04.1

Aby zůstala ROTIDRY® rozpouštědla suchá i po otevření a během skladování, doporučujeme použití [molekulových sít](#) jako sušidla během skladování.

DIETHYLETHER ROTIDRY® Sept, max 50 ppm

Láhev je opatřená septem

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,5 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,001 %
Odparek:	max 0,001 %
Barva (APHA) :	max 10

Balení	Čistota	Katalogové číslo
250 ml	ROTIDRY® Sept	R.5177.1

Stabilizován pomocí 10 ppm BHT