

DIFENYLBORYLOXYETHYLAMIN R

β -aminoethylester kyseliny difenylborové, "natural product reagent A"
pro stanovení flavonoidů a rostlinných kyselin

CAS: 524-95-8

Vzorec: C₁₆H₁₆BNO


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

225,10

Bezp. věty (GHS):

H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, p.a.	5 g	R.9920.1
min 98 %, p.a.	25 g	R.9920.2
min 98 %, p.a.	50 g	R.9920.3