

DIHYDROGENFOSFOREČNAN AMONNÝ modifikátor matrice pro GF AAS

Pro atomovou absorpční spektroskopii v grafitové peci (kyvetě)

CAS: 7722-76-1

- Až 70 stopových nečistot stanovených v ppm rozsahu či nižším
- Garantovaná přesnost +mn; 1 %
- Expirace: 24 měsíců neotevřená láhev, 12 měsíců od otevření

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H290-H315-H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
20 g/l $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ (99,999 %) v 1% HNO_3	50 ml	R.5150.1
100 g/l $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ (99,999 %) v 1% HNO_3	50 ml	R.5148.1