

DIHYDROLEVOGLUKOSENON

cyren


zelené dipolární aprotické rozpouštědlo vhodné jako alternativa k NMP, NEP, DMF, DMAC, DMSO

CAS: 53716-82-8

Vzorec: C₆H₈O₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	128,13
Hustota:	1,25 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
SOLVAGREEN min 98,5 %, pro syntézu	100 ml	R.1E89.1
SOLVAGREEN min 98,5 %, pro syntézu	500 ml	R.1E89.2
SOLVAGREEN min 98,5 %, pro syntézu	1 l	R.1E89.3