


DIISOPROPYLAMIN

CAS: 108-18-9

Vzorec: C₆H₁₅N

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	101,19
Hustota:	0,717 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H302-H314-H331-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, pro syntézu	100 ml	R.4369.1
min 99,5 %, pro syntézu	500 ml	R.4369.2
min 99,5 %, pro syntézu	1 l	R.4369.3