

DIMETHYLGLYOXIM


diacetyldioxim, biacetyldioxim
Čugajevovo činidlo

CAS: 95-45-4

Vzorec: C₄H₈N₂O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	116,12
Indikátor:	Ni
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml H ₂ O



DIMETHYLGLYOXIM

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H228
-------------------	------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	100 g	D 47102

DIMETHYLGLYOXIM

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H228
-------------------	------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a., ACS	50 g	R.2677.1
min 99 %, p.a., ACS	100 g	R.2677.2

min 99 %, p.a., ACS	500 g	R.2677.3
---------------------	-------	----------