


DIMETHYLGLYOXIM Na₂ OKTAHYDRÁT

CAS: 75006-64-3

Vzorec: C₄H₆N₂Na₂O₂ · 8 H₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	304,21
Indikátor:	Ni
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml H ₂ O



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, p.a.	25 g	R.KK24.1
min 98 %, p.a.	50 g	R.KK24.2