

DIMETHYLKARBONÁT


DMC, dimethyl ester kyseliny uhličitě
zelené rozpouštědlo vhodné jako alternativa k DMF

CAS: 616-38-6

Vzorec: C₃H₆O₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	90,08
Hustota:	1,07 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,8 %	100 ml	R.2625.1
min 99,8 %	500 ml	R.2625.2
min 99,8 %	1 l	R.2625.3
min 99,8 %	2,5 l	R.2625.4