

DIMETHYLSULFOXID ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

DMSO


CAS: 67-68-5

Vzorec: C₂H₆SO

- Velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota
- Vhodné pro použití v organické syntéze a v syntéze a analýze DNA
- Plněno pod inetrním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	78,13
Hustota:	1,10 g·cm ⁻³



DIMETHYLSULFOXID

DIMETHYLSULFOXID ROTIDRY®, max 200 ppm H₂O

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,5 %
Voda (KF):	max 0,02 %
Acidita:	max 0,0005 meq/g
Odparek:	max 0,005 %
Barva (Hazen) :	max 10

Balení	Katalogové číslo
1000 ml	R.AE02.1

Aby zůstala ROTIDRY® rozpouštědla suchá i po otevření a během skladování, doporučujeme použití [molekulových sít](#) jako sušidla během skladování.

DIMETHYLSULFOXID ROTIDRY® Sept, max 100 ppm H₂O

Láhev je opatřená septem

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,8 %
Voda (KF):	max 0,01 %
Acidita:	max 0,002 %
Odparek:	max 0,001 %
Barva (APHA) :	max 10

Balení	Katalogové číslo
250 ml	R.5179.1