

DITHIZON


difenylthiokarbazon

CAS: 60-10-6

Vzorec: C₁₃H₁₂N₄S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	256,32
Indikátor:	Ionty těžkých kovů
Pracovní roztok:	0,025-0,05 g v 100 ml methanolu
Bezp. věty (GHS):	H315-H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 85 %, p.a., ACS	5 g	R.2697.1
min 85 %, p.a., ACS	25 g	R.2697.2
min 85 %, p.a., ACS	50 g	R.2697.3