

dITP (Deoxyinosintrifosfát)


2'-deoxyinosin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 95648-77-4

Vzorec: C₁₀H₁₂N₄O₁₃P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	489,14 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{249} :	12,2 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



dITP v roztoku

Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %	100 mM	25 µmol (250 µl)	plast	R.P732.1