

DMAP

4-(dimethylamino)pyridin

Nukleofilní katalyzátor, aktivační činidlo pro karboxylové kyseliny

CAS: 1122-58-3

Vzorec: C₇H₁₀N₂


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

122,2

Bezp. věty (GHS):

H301-H310-H315-H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	5 g	R.6988.1
min 99 %	25 g	R.6988.2
min 99 %	100 g	R.6988.3
min 99 %	500 g	R.6988.4