

DNA sekvenční gel ROTIPHORESE®

DNA-sekvenční systém pro elektroforézu

- Teplota skladování je 4-15 °C

ROTIPHORESE® SEQUENCING GEL KONCENTROVANÝ

Roztok (19 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů s obsahem 0-20 % monomeru

Technické parametry

Hustota:	1,140 g·cm ⁻³
Složení (na 1 l):	Akrylamid 237,5 g, methylen bisakrylamid 12,5 g, močovina 500 g
Bezp. věty (GHS):	H302+H312-H315-H319-H317-H340-H350-H361f-H372

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	100 ml	R 30432
pro elfo	1 l	R 30431

ROTIPHORESE® SEQUENCING GEL DILUENT

50% (8,3M) vodný roztok močoviny pro ředění ROTIPHORESE® SEQUENCING GELU

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	1 l	R 30471

ROTIPHORESE® SEQUENCING GEL PUFR

50% (8,3M) roztok močoviny v pufru (1M TRIS-borát, 20mM EDTA), pH 8,3 (10x TBE)

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H315-H319
-------------------	-----------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R 30501