

Dóza válcová PP s víčkem

Dóza se šroubovacím víčkem pro uchovávání pevných vzorků

- Hladká vnitřní stěna pro kompletní vyprázdnění dózy a snadné čištění

Technické parametry

Materiál dózy:	PP
Materiál víčka:	PE
Teplotní stabilita:	0 až 100 °C



Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
250	104	50	1	R.XY70.1
500	104	100	1	R.XY71.1
1 000	126	126	1	R.XY72.1