

DRAGENDORFF-MUNIER sprej pro TLC

Připravený roztok spreje pro detekci dusíkatých sloučenin a alkaloidů

1 % bazického dusičnanu bismutitého, 16,5 % kyseliny vinné a 20 % jodidu draselného ve vodě

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H319

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro TLC	100 ml	R.CP33.1

Roztok je dodáván ve standardní zásobní lahvi připraven k naplnění do vhodného spreje