

Držák na laboratorní stojan ohebný

Ohebný držák s klemou bez svorky pro uchycení na stojan

Technické parametry

Materiál: 18/8 nerez ocel, ohebná část niklovaná



Laboratorní stojan s ohebnými držáky

Popis	Rozevření čelistí (mm)	Průměr držáku (mm)	Délka držáku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Držák s kulatou klemou (1)	25 - 40	12	250	1	R386361
Držák s kulatou klemou (2)	15-65	12	200	1	R386461
Držák s hranatou klemou (3)	25 - 40	12	250	1	R386561
Držák na byretu (4)	0-20	12	250	1	R386661
Držák na byretu (5)	0-30	8	200	1	R386761

Svorku nutno objednat samostatně