

Držák na lepicí pásky

Dávkořač lepicí pásky

- Praktický řávkořač lepicí pásky z akrylátového skla
- Umořňuje souřasně pouřítí popisovacích pásek s průměrem 25,4 mm (přímě) a 76,2 mm (s dodaným adaptérem)
- kovová ozubená liřta pro snadné odtrhnutí pásky

Technické parametry

Materiál:	PMMA
Rozměry (d x ř x v):	168 x 208 x 118 mm



Držák na lepicí pásku

Popis	Balení (ks)	Katalogové říslo
Držák na lepicí pásku	1	R.1H4K.1

Balení obsahuje adaptér na 5 rolí lepicí pásky o průměru 76,2 mm; balení neobsahuje lepicí pásky (nutno objednat samostatně)

Lepicí pásky popisovací ROTI®Tape

Sada lepicích pásek o různých velikostech

- Samolepicí barevné popisovací pásky pro oznařování laboratorního skla a vzorků
- Odolné vůči oleji vodě a kyselinám, autoklávovatelné
- Po odstranění pásky nezanechává skvrny

Technické parametry

Teplotní rozsah:	-23 - +121 °C
------------------	---------------

Popis	Průměr (mm)	Délka (m)	Šířka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sada lepících pásek ROTI®Tape	25,4	12,7	13	1	R.AK65.1
Sada lepících pásek ROTI®Tape	25,4	12,7	19,1	1	R.AK66.1
Sada lepících pásek ROTI®Tape	25,4	12,7	25,4	1	R.AK67.1
Sada lepících pásek ROTI®Tape	76,2	55	13	1	R.E287.1
Sada lepících pásek ROTI®Tape	76,2	55	19,1	1	R.E288.1
Sada lepících pásek ROTI®Tape	76,2	55	25,4	1	R.K325.1

Sada obsahuje 5 rolí: bílá, červená modrá, zelená a žlutá



Sada lepících pásek ROTI®Tape