

Držák s podstavcem ohebný

Držák pro postavení na laboratorní stůl

- Bezpečný adhezivní podstavec

Technické parametry

Materiál klemy:	zinková slitina, čelisti potažené plastem
Materiál ohebné části:	niklovaná mosaz
Délka :	300 mm



Držák s podstavcem ohebný

Typ čelistí	Rozevření čelistí (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Tříprsté	0-40	1	R709471
Kulaté	12-25	1	R709571