


Držák se závitem ohebný

Držák pro našroubování do stojanového nebo teleskopického podstavce se závitem M 10

Technické parametry

Materiál klemy:	zinková slitina, čelisti potažené plastem
Materiál ohebné části:	niklovaná mosaz
Závít:	M 10
Délka :	300 mm



Držák se závitem ohebný

Typ čelistí	Rozevření čelistí (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Tříprsté	0-40	1	R.YT72.1
Kulaté	12-25	1	R.YT73.1