

## DSC

N,N'-disukcinimidylkarbonát  
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

**CAS:** 74124-79-1

**Vzorec:** C<sub>9</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub>O<sub>7</sub>


## Technické parametry

Molekulová hmotnost:

256,17

Bezp. věty (GHS):

H315-H319-H335



| Čistota  | Balení | Katalogové číslo |
|----------|--------|------------------|
| min 99 % | 5 g    | R.2110.1         |
| min 99 % | 25 g   | R.2110.2         |
| min 99 % | 100 g  | R.2110.3         |