

dTTP (Deoxythymidintrifosfát)


2'-deoxythymidin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 3624-46-2

Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₁₄P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	479,14 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{267} :	9,6 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



dTTP v roztoku

Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %	100 mM	25 µmol (250 µl)	plast	R.K036.1