

DUSIČNAN MĚDNATÝ HYDRÁT**CAS:** 13778-31-9**Vzorec:** $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Bezpečné věty (GHS):	H272-H302-H315-H319-H410
Molekulová hmotnost:	187,55 + x H ₂ O g/mol
Hustota:	2,32 g/cm ³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	5 g	R.1L67.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.1L67.2