

DUSIČNAN OLOVNATÝ**CAS:** 10099-74-8**Vzorec:** $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

331,21

Hustota:

4,49 g·cm⁻³**DUSIČNAN OLOVNATÝ****Technické parametry**

Bezpeč. věty (GHS):

H302+H332-H360Df-H372-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a., ACS	100 g	R.HN32.1
min 99 %, p.a., ACS	250 g	R.HN32.2
ROTI®METIC 99,999 %	10 g	R.1L4N.1
ROTI®METIC 99,999 %	50 g	R.1L4N.2

DUSIČNAN OLOVNATÝ**Technické parametry**

Bezpeč. věty (GHS):

H272-H360DF-H332-H302-H373-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	500 g	D 36101