

dUTP (Deoxyuridintrifosfát)


2'-deoxyuridin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 94736-09-1

Vzorec: C₉H₁₂N₂O₁₄P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	465,12 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{262} :	10,2 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



dUTP v roztoku

Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %	100 mM	25 µmol (250 µl)	plast	R.L539.1