

Džbánek odměrný vysoký SAN | VITLAB

Džbánek s robustním držadlem a reliéfní orientační stupnicí

- Džbánky vhodné i pro potravinářské účely dle CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál: čirý SAN (styrén-akrylonitril)

Teplotní rozsah: -40 až +70 °C



Objem (ml)	Dělení (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
250	5	70	120	1	R.CKN4.1
500	10	91	133	1	R.CKN5.1
1 000	10	116	170	1	R.CKN6.1
2 000	20	150	215	1	R.CKN7.1
3 000	50	170	242	1	R.CKN8.1