

Džbánek odměrný z nerezové oceli

Válcový džbánek se stupnicí na vnější i vnitřní stěně

Technické parametry

Materiál: chrom-niklová nerezová ocel 18/10



Objem (ml)	Dělení (ml)	Průměr (cm)	Výška (cm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
700	100	10	10	1	R947251
1 300	100	12	12	1	R947351
2 100	200	14	14	1	R947551
3 200	200	16	16	1	R947651
4 000	500	18	18	1	R947851
5 000	1000	20	20	1	R947951