

EDC-HCl

1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid hydrochlorid
Kaplinkové činidlo pro syntézu peptidů

CAS: 25952-53-8

Vzorec: $C_8H_{17}N_3 \cdot HCl$


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

191,7

Bezp. věty (GHS):

H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	5 g	R.2156.1
min 99 %	25 g	R.2156.2
min 99 %	100 g	R.2156.3
min 99 %	1 kg	R.2156.5