

Elektroforéza horizontální MINI-easy

Malá kompaktní elektroforéza pro rychlou analýzu

- Kompletní systém včetně příslušenství pro bezproblémové použití
- Bezpečnostní víko s integrovanými kabely
- Minimální nároky na objem pufru
- Elektroforézu lze umístit přímo na UV transiluminátor
- Dodává se pouze se základními hřebínky - další hřebínky nutno objednat samostatně

Technické parametry

Rozměr gelu:	8 x 10 cm
Počet pozic pro hřebeny:	2
Maximální počet vzorků:	32
Objem pufru:	50 ml
Rozměry (š x h x v):	150 x 135 x 30 mm



Elektroforéza horizontální MINI-easy

Popis	Katalogové číslo
Horizontální elektroforéza MINLeasy	R481771
UV-transparentní podložka	R481871

Součástí dodávky jsou dvě UV-transparentní podložky na gel a dva osmijamkové hřebínky 1,5 mm

Hřebeny pro elektroforézu MINI-easy

Hřeben	Katalogové číslo
1,0 mm; 8 jamek	R482071
1,0 mm; 12 jamek	R482171
1,0 mm; 16 jamek	R481971
1,5 mm; 8 jamek	R482371

1,5 mm; 12 jamek	R482471
1,5 mm; 16 jamek	R482271