

Elektroforéza Mupid-One | NIPPON Genetics

Kompaktní elektroforetický systém se zdrojem napájení a příslušenstvím

- Elektroforetická vana s kompletním příslušenstvím a oddělitelným zdrojem napájení, který je součástí balení
- Kompatibilní s vícekanálovými pipetami
- Časovač s funkcí alarmu lze nastavit v rozmezí 0 až 99 min., kontinuální režim, možnost dočasného vypnutí
- Parametry posledního spuštění jsou automaticky ukládány do paměti
- 7 výstupních napětí (18, 25, 35, 50, 70, 100 a 135 V)
- Materiál vany a podložek pro gel odolá teplotám až 100 °C, pro čištění použitých podložek je možné použít i vařící vodu
- Zámek víka, bezpečnostní systém neumožňuje spustit elektroforézu bez nasazeného víka
- Jednoduché vylévání pufru ve dvou rozích nádoby
- Možnost sledování průběhu elektroforézy v reálném čase pomocí LED iluminátoru Mupid-ONE (kat.č. N020401)

Technické parametry

Elektroforetická vana	
Rozměry (Š x V x D)	183 x 59 x 162 mm
Materiál	PPHOX (Polyphenylenoxid)
Objem pufru	270 – 320 ml
Bezpečnostní víko	
Rozměry (Š x V x D)	197 x 38 x 170 mm
Napájení	
Rozměry (Š x V x D)	75 x 62 x 170 mm
Váha	410 g
Vstupní napětí	AC100-240V (50/60 Hz)
Výstupní napětí	18 V, 25 V, 35 V, 50 V, 70 V, 100 V a 135 V
Forma na gel	
Rozměry malé formy (Š x V x D)	130 x 16,5 x 59,5 mm
Rozměry velké formy (Š x V x D)	130 x 24 x 122 mm
Počet ks v balení	2x malá a 1x velká
Hřebeny	
Počet jamek	13 nebo 26
Vzdálenosti	13 jamkový: 9 mm 26 jamkový: 4,5 mm
Počet ks v balení	4x




Elektroforéza Mupid-One



Elektroforéza Mupid-One



Elektroforéza Mupid-One



Sada příslušenství pro nalévání gelu



Elektroforéza Mupid-One s LED Illuminátorem

Model	Katalogové číslo
Elektroforéza Mupid-One	N020201

Elektroforézu dodáváme komplet se sadou na odlévání gelu standard (kat. č. N020221), která obsahuje 4 oboustranné hřebeny (13 jamek a 26 jamek), 3 formy na gel (2 malé velikost S pro přípravu mini gelů a 1 velkou velikost L pro větší gely)


Příslušenství pro elektroforézu Mupid-One

Možnost výběru ze dvou sad, forem na odlévání gelu, hřebenů a stojanu


Příslušenství pro elektroforézu Mupid-One	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sada pro odlévání gelu Standard	1	N020221
Sada pro odlévání gelu velká	1	N020222

Forma pro odlévání velká	2	N020231
Forma pro odlévání malá	4	N020232
Stojan na odlévání gelu	1	N020241
Hřebeny	2	N020251

- sada pro odlévání gelu standard obsahuje: 4 oboustranné hřebeny (13 jamek a 26 jamek), 3 formy na gel (2 malé vel.S pro přípravu mini gelů a 1 velkou vel.L pro větší gely) a stojan na odlévání gelu
- sada pro odlévání gelu velká obsahuje: 2 hřebeny, 4 formy vel. S, 2 formy vel. L



N020221 Sada Standard




N020222 Sada velká



N020232 Formy na odlévání gelu malé



N020231 Forma na odlévání gelu velká



N020241 Stojan



Hřebeny N020251