

Eluční směsi pro HPLC - LC-MS-Grade

Eluční směsi pro HPLC s LC-MS detekcí

- Ready-to-use eluční směsi k okamžité aplikaci
- Méně než 0,05 ppm jednotlivých stopových prvků
- Vysoká permeabilita v UV oblasti
- Testováno na vhodnost pro použití s LC-MS detektory
- Filtrováno skrz 0,2 µm membránový filtr
- Plněno pod inertním plynem

Specifikace	Balení	Bezp. věty (GHS)	Katalogové číslo
Acetonitril s 0,1 % kyseliny mravenčí LC-MS-Grade, min 99,9 %	1 l	H225-H302+H312+H332-H319	R.CP00.1
Acetonitril s 0,1 % kyseliny mravenčí LC-MS-Grade, min 99,9 %	2,5 l	H225-H302+H312+H332-H319	R.CP00.2
Acetonitril s 0,1 % kyseliny octové LC-MS-Grade, min 99,9 %	1 l	H225-H302+H312+H332-H319	R.CP01.1
Acetonitril s 0,1 % kyseliny octové LC-MS-Grade, min 99,9 %	2,5 l	H225-H302+H312+H332-H319	R.CP01.2
Acetonitril s 0,1 % kyseliny trifluoroctové LC-MS-Grade, min 99,9 %	1 l	H225-H302+H312+H332-H319	R.CP02.1
Acetonitril s 0,1 % kyseliny trifluoroctové LC-MS-Grade, min 99,9 %	2,5 l	H225-H302+H312+H332-H319	R.CP02.2
Voda s 0,1 % kyseliny mravenčí LC-MS-Grade	1 l	-	R.CP03.1
Voda s 0,1 % kyseliny mravenčí LC-MS-Grade	2,5 l	-	R.CP03.2
Voda s 0,1 % kyseliny octové LC-MS-Grade	2,5 l	-	R.CP04.2
Voda s 0,1 % kyseliny trifluoroctové LC-MS-Grade	2,5 l	-	R.CP05.2