

ERIOCHROMCYANIN R


C. I. 43820

CAS: 3564-18-9

Vzorec: $C_{23}H_{15}Na_3O_9S$

Technické parametry

Indikátor:	Al
Molekulová hmotnost:	536,40 g/mol
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml vody



ERIOCHROMCYANIN.JPG

Čistota	Balení	Katalogové číslo
extra čistý	1 g	R.1H5C.1
extra čistý	10 g	R.1H5C.2
extra čistý	25 g	R.1H5C.3