

ETHYLALKOHOL D6


ethanol D6, hexadeuteroethanol
Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 1516-08-1

Vzorec: CD₃CD₂OD

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	52,11
Hustota:	0,89 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H319



ETHYLALKOHOL D6

Specifikace	Balení	Obal	Katalogové číslo
99 % deuterovaný	1 ml	sklo	R.CP93.2
99 % deuterovaný	5 ml	sklo	R.CP93.1