

Exsikátor kulatý Techni-Dome® 360 | BEL-ART

Exsikátor s jedním nebo dvěma otvory pro kohout

- Exsikátor ze dvou oddělitelných polokoulí pro bezproblémovou manipulaci se vzorky
- Snadné složení, po rozložení lze vložit jednu polokouli do druhé
- Exsikátor s jedním otvorem s kohoutem v horní polokouli pro sušení za sníženého tlaku
- Exsikátor s dvěma otvory, s kohoutem v horní a spodní polokouli pro bezproblémovou výměnu plynového obsahu
- Odolnost vůči velkému spektru chemikálií, vysoká pevnost a odolnost proti poškrábání
- Držadla pro snadné přenášení, vnitřní hladký povrch usnadňuje čištění
- Dvě podložky pro maximální využití prostoru, pod spodní podložku lze umístit sušidlo

Technické parametry

Objem:	65 l
Materiál boxu:	čirý PC
Rozměry (průměr × výška):	60 × 60 cm
Maximální výška/šířka vkládaných předmětů:	45 cm
Materiál podložek:	PP
Rozměry podložek:	365 a 225 mm
Dosažitelné vakuum:	737 mm Hg, udržitelné po dobu 24 h
Hmotnost:	5 kg



Popis	Katalogové číslo
Exsikátor s jedním otvorem	A420290
Exsikátor s dvěma otvory	A420291

Příslušenství pro exsikátor Techni-Dome® 360

Náhradní kohout a indikátor vakua

Technické parametry

Materiál kohoutu:	PP tělo, PTFE jádro
Olivka:	pro hadičku s vnitřním průměrem 6,4 mm (1/4")
Materiál indikátoru vakua:	PE

Popis	Katalogové číslo
Náhradní trojcestný kohout	A420000
Indikátor vakua	A420400



Třícestný kohout