

Exsikátor skříňový SECADOR 4.0 a 4.0 A | BEL-ART

Velký 57litrový vertikální nebo horizontální exsikátor s poličkami a vestavěným vlhkoměrem

- Průhledná skříň umožňuje snadnou kontrolu uloženého materiálu
- Patentovaná vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu
- Odolný proti vzniku skvrn a popraskání
- Stěny čirého nebo modrého exsikátoru odstíní 99 % UV záření, oranžově probarvené navíc min. 50 % viditelného světla
- Standardní model je určen pro použití libovolného sušicího prostředku
- Automatický model A udržuje vlhkost okolo 25 % pomocí zabudované automatické sušící jednotky
- Sušící jednotka používá 2 větráky pro zajištění stálého proudění vzduchu a odvětrání vlhkosti
- Standardní model s ventily má na zadní stěně vstupní a výstupní ventil pro práci v umělé atmosféře
- POZOR! Model s ventily nelze použít pro sušení za sníženého tlaku

Technické parametry

Materiál skříně:	kopolyester, vynikající chemická odolnost
Materiál poličky:	čirý polystyren s otvory pro maximální cirkulaci vzduchu
Materiál/náplň sušící jednotky (modely A):	polykarbonát/silikagel
Objem:	57 l
Rozměry (š × h × v):	vertikální model 414 × 341 × 518 mm horizontální model 518 × 341 × 414 mm
Počet poliček - vertikální model (možnost umístění ve 4 polohách):	3
Počet poliček - horizontální model:	2
Počet zámků:	2
Vzdálenost mezi poličkami :	95 mm
Čas potřebný ke snížení RH z 75 % na < 25 % (modely A):	cca 8 hodin
Interval automatické regenerace náplně ohřevem (modely A):	20 minut
Napájení sušící jednotky (modely A):	220 V



SECADOR 4.0 horizontální čirý



SECADOR 4.0 horizontální modrý



SECADOR 4.0 vertikální čirý s modrými víky



SECADOR 4.0 vertikální modrý



SECADOR 4.0 A horizontální čirý s modrými víky



SECADOR 4.0 A vertikální čirý s modrými víky



SECADOR 4.0 vertikální modrý



Typ	Model	Barva	Katalogové číslo
Vertikální	Standardní 4.0	čirá	A741000
Vertikální	Standardní 4.0	čirá, modrá víka	A741006
Vertikální	Standardní 4.0	modrá, čirá dvířka	A741007
Vertikální	Standardní 4.0	oranžová	A741008
Vertikální	Standardní 4.0 s ventily	čirá	A741002
Vertikální	Standardní 4.0 s ventily	oranžová	A741009
Vertikální	Automatický 4.0 A	čirá	A741220
Vertikální	Automatický 4.0 A	čirá, modrá víka	A741226
Vertikální	Automatický 4.0 A	modrá, čirá dvířka	A741227
Vertikální	Automatický 4.0 A	oranžová	A741228
Horizontální	Standardní 4.0	čirá	A740000
Horizontální	Standardní 4.0 s ventily	čirá	A740002
Horizontální	Automatický 4.0 A	čirá	A740220