

## Exsikátor skříňový SECADOR Mini | BEL-ART

Mini 10litrový stohovatelný exsikátor bez poličky s vestavěným vlhkoměrem

- Průhledná skříň umožňuje snadnou kontrolu uloženého materiálu
- Patentovaná vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu
- Odolný proti vzniku skvrn a popraskání
- Standardní model je určen pro použití libovolného sušícího prostředku
- Model s ventily má nahoře vstupní a výstupní ventil pro práci v umělé atmosféře
- POZOR! Model s ventily nelze použít pro sušení za sníženého tlaku
- Vestavěný hygrometr

### Technické parametry

|                                                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiál skříně:                                 | čirý polystyren (nechrání před UV zářením), dvířka z kopolyesteru |
| Objem:                                           | 10 l                                                              |
| Rozměry (š × h × v):                             | 33,8 × 25,4 × 21,6 cm                                             |
| Počet zámků:                                     | 1                                                                 |
| Vnitřní průměr hadiček pro připojení na ventily: | od 1/4" do 3/8"                                                   |



SECADOR Mini



SECADOR Mini otevřený



SECADOR Mini s ventily

| Model                | Barva | Katalogové číslo |
|----------------------|-------|------------------|
| Standardní           | čirá  | A751000          |
| Standardní s ventily | čirá  | A751002          |

