

Exsikátor skříňový STAR | SICCO

Vertikální a horizontální model s hliníkovým rámem s panely z čirého akrylátového skla

- Exsikátor pro sušení a uchovávání vzorků za normálního tlaku
- Dokonale těsnící dveře s celoobvodovým gumovým těsněním a magnetickým zámekem
- Zabudovaný dobře čitelný elektronický vlhkoměr s funkcí MIN/MAX pro sledování skutečné teploty a vlhkosti
- Nastavitelná poloha výsuvných poliček, neklouzavé gumové nožičky, miska na silikagel
- Ideální pro dlouhodobé uchovávání látek citlivých na vlhko, ukládání referenčních materiálů, metalografických vzorků a vzorků DNA

Technické parametry

Materiál panelů a poliček:	čirý PMMA
Materiál rámu:	vyztužený hliník
Pracovní teplota:	-20 až +70 °C

Model	Vertikální	Horizontální
Celkový objem	45 l	51 l
Využitelný objem	40 l	42 l
Rozměry vnější (š x h x v)	310 x 375 x 525 mm	525 x 375 x 340 mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)	260 x 330 x 480 mm	480 x 330 x 260 mm
Počet poliček	4 (max 26)	2 (max 13)
Maximální zatížení poličky	10 kg	1,5 kg
Maximální celkové zatížení	30 kg	30 kg
Hmotnost	7 kg	7 kg



Exsikátor SICO STAR vertikální



Exsikátor SICO STAR horizontální



Exsikátor SICO STAR horizontální



Popis	Katalogové číslo
Exsikátor SICO STAR vertikální	P187107
Exsikátor SICO STAR horizontální	P189907

Součástí dodávky je silikagel 2-5 mm s oranžovým indikátorem