

Exsikátor skříňový SUPER STAR s přípojkami pro plnění plynem | SICCO

Vertikální model s hliníkovým rámem s panely z čirého akrylátového skla a 2 přípojkami pro plnění plynem

- Dokonale těsnící dveře s celoobvodovým gumovým těsněním a magnetickým zámkem
- Velký, dobře čitelný vlhkoměr pro sledování teploty a vlhkosti
- Nastavitelná výška poliček
- Exsikátor pro sušení a uchovávání vzorků za normálního tlaku, nelze použít jako vakuový exsikátor
- Dvě přípojky pro plnění plynem včetně rychlospojky a hadice
- Lze zavést vzácné nebo inertní plyny např. dusík
- Umožňuje skladování vzorků v definované atmosféře
- Možné použít až s 26 policemi
- Neklouzavé gumové nožičky
- Miska na silikagel

Technické parametry

Materiál panelů a poliček:	čirý PMMA
Materiál rámu:	hliník
Pracovní teplota:	-20 až +70 °C
Celkový objem:	51 l
Rozměry vnější (š x h x v):	310 x 375 x 525 mm
Rozměry vnitřní (š x h x v):	260 x 330 x 480 mm
Počet poliček:	4 (max. 26)
Ø pro upevnění rychlospojky (mm):	6
Maximální zatížení poličky (kg):	10
Maximální celkové zatížení (kg):	30
Hmotnost:	7 kg



Exsikátor SUPER STAR

Popis	Katalogové číslo
Exsikátor SUPER STAR	P187507

Součástí dodávky je silikagel