

Exsikátor vakuový s průhledným víkem | KARTELL

Válcový exsikátor s těsněním pod víkem

- Nerozbitný, chemicky odolný exsikátor

Technické parametry

Materiál: spodní část a podložka - PP, víko - PC, těsnění - neoprén, ventil - PC/PE

Dosažitelné vakuum: –740 mm Hg

Ztráta vakua: max. 20 mm Hg za 24 h



Exsikátor s průhledným víkem

Exsikátor				Podložka			
Průměr (mm)	Vnější výška (mm)	Vnitřní výška (mm)	Katalogové číslo	Průměr (mm)	Vnější výška (mm)	Vnitřní výška (mm)	Katalogové číslo
150	190	135	K000550	150	190	135	K000551
200	230	175	K000230	200	230	175	K000231
250	300	225	K000554	250	300	225	K000553