

Extrakční patrony z celulózy | MACHEREY-NAGEL

Patrony pro Soxhlet a podobné extraktory, použitelné i pro záchyt pevných částic (nečistot) při analýze vzduchu a plynů

Technické parametry

Materiál:	čistá celulóza
Maximální teplota:	125 °C
Balení:	25 ks



Vnitřní průměr (mm)	Výška (mm)	Síla stěny (mm)	Katalogové číslo
9	50	1,0	M645002
15	50	1,0	M645003
20	80	1,5	M645005
22*	80	1,5	M645006
23	100	1,5	M645008
27	60	1,5	M645011
27	80	1,5	M645009
27	100	1,5	M645010
28	80	1,5	M645015
30	80	1,5	M645020
30	100	1,5	M645023
33*	94	1,5	M645022
33*	205	1,5	M645026
34	120	1,5	M645027
40	123	2,0	M645031
43	130	2,0	M645032
48*	230	2,0	M645035
57*	315	2,0	M645038

*Odpovídají extraktorům podle DIN 12 449
Na jiné rozměry patron vám rádi připravíme nabídku