

Extrakční patrony ze skelných mikrovláken | MACHEREY-NAGEL

Teplotně a chemicky odolné patrony s vysokou propustností pro vzduch a dobrým zachytem částic

- Patrony pro Soxhlet a podobné extraktory, použitelné i pro zachyt pevných částic (nečistot) při analýze vzduchu a plynů

Technické parametry

Materiál:	nesintrovaná vlákna z borosilikátového skla
Maximální teplota:	500 °C
Balení:	25 ks



Extrakční patrony ze skelných mikrovláken

Vnitřní průměr (mm)	Výška (mm)	Síla stěny (mm)	Katalogové číslo
16	100	1,0	M649104
22*	80	1,5	M649106
23	100	1,5	M649107
27	80	1,5	M649109
28	120	1,5	M649114
30	150	1,5	M649118
33*	94	1,5	M649122
33*	205	1,5	M649126
43	123	2,0	M649131
48*	230	2,0	M649135
57*	315	2,0	M649138

*Odpovídají extraktorům podle DIN 12 449
Na jiné rozměry patron vám rádi připravíme nabídku