

FAST SULPHON BLACK F

C.I.26990, Acid black 32

Indikátor Cu

CAS: 3682-47-1

Vzorec: $C_{30}H_{17}N_4O_{11}S_3Na_3$


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

774,6

Pracovní roztok:

0,1 g v 100 ml H_2O



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %, p.a.	5 g	R.7685.1
min 95 %, p.a.	25 g	R.7685.2
min 95 %, p.a.	100 g	R.7685.3