

FENOLFTALEIN


C.I. 764, 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)1(3H)isobenzofuranon

CAS: 77-09-8

Vzorec: C₂₀H₁₄O₄

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	318,33
Hustota:	1,3 g·cm ⁻³
Indikátor:	pH 8,0 - 10,0
Barevný přechod:	bezbarvá - fialová
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml EtOH (96%)
Bezp. věty (GHS):	H350-H341-H361f



FENOLFTALEIN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor	100 g	F 02511

FENOLFTALEIN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, p.a., ACS	50 g	F 02503
min 97 %, p.a., ACS	100 g	F 02504
min 97 %, p.a., ACS	500 g	R.T126.3