

Filtr membránový MCE | FILTRATECH


Nesterilní hydrofilní filtry ze směsi acetátu a nitrátu celulózy

- Mechanicky velmi stabilní filtry, vhodné pro filtrace velkých objemů při prefiltraci a čiření vzorků
- Chemicky stálé, biologicky neaktivní membrány s nízkou vazbou proteinů
- Pro filtrace proteinů, enzymů a dalších vodných roztoků

Technické parametry

Materiál:	směs acetátu a nitrátu celulózy
Teplotní stabilita:	max 130 °C
Rozsah pH:	4 - 8

Porozita filtru	0,22 µm	0,45 µm	0,65 µm	0,80 µm	1,20 µm	3,0 µm	5,0 µm	8,0 µm
Rychlost filtrace na 1 cm ² (při tlaku 10 psi)	12-18 ml/min	38-71 ml/min	45-58 ml/min	85-121 ml/min	87-135 ml/min	210-320 ml/min	280-350 ml/min	300-360 ml/min



Průměr membrány (mm)	Porozita (µm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	0,22	200	F132022
13	0,45	200	F132045
25	0,22	100	F252022
25	0,45	100	F252045
25	0,65	100	F252065
25	0,80	100	F252080
25	1,2	100	F252012
25	3,0	100	F252030
25	5,0	100	F252050
25	8,0	100	F252008
47	0,22	100	F472022
47	0,45	100	F472945

47	0,45	100 BLACK	F472245
47	0,65	100	F472065
47	0,80	100	F472080
47	1,2	100	F472912
47	3,0	100	F472030
47	5,0	100	F472050
47	8,0	100	F472008
50	0,22	100	F502022
50	0,45	100	F502045
50	0,65	100	F502065
50	0,80	100	F502080
50	1,2	100	F502012
50	3,0	100	F502030
50	5,0	100	F502050
50	8,0	100	F502008
90	0,22	100	F902022
90	0,45	100	F902045
90	0,65	100	F902065
90	0,80	100	F902080
90	1,2	100	F902012
90	3,0	100	F902030
90	5,0	100	F902050
90	8,0	100	F902008

100 BLACK - černé filtry