

Filtr membránový | PRAGOPOR

Hydrofilní membrány z nitrátu celulózy

Technické parametry

Materiál:	nitrát celulózy
Teplotní stabilita:	max 80 °C



Průměr membrány 24 mm				Průměr membrány 50 mm			
Porozita (μm)	Označení	Balení (ks)	Katalogové číslo	Porozita (μm)	Označení	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,23 +mn;0,03	Pragopor 8	100	L890008	0,23 +mn;0,03	Pragopor 8	100	L920008
0,30 +mn;0,04	Pragopor 7	100	L890007	0,30 +mn;0,04	Pragopor 7	100	L920007
0,40 +mn;0,06	Pragopor 6	100	L890006	0,40 +mn;0,06	Pragopor 6	100	L920006
0,60 +mn;0,10	Pragopor 5	100	L890005	0,60 +mn;0,10	Pragopor 5	100	L920005
0,85 +mn;0,15	Pragopor 4	100	L890004	0,85 +mn;0,15	Pragopor 4	100	L920004
1,50 +mn;0,40	Pragopor 3	100	L890003	1,50 +mn;0,40	Pragopor 3	100	L920003
2,50 +mn;0,50	Pragopor 2	100	L890002	2,50 +mn;0,50	Pragopor 2	100	L920002
4,00 +mn;1,00	Pragopor 1	100	L890001	4,00 +mn;1,00	Pragopor 1	100	L920001

Jiné velikosti a porozita na doptání