

Filtr membránový MCE sterilní | FILTRATECH


Hydrofilní filtry ze směsi acetátu a nitrátu celulózy

- Filtry pro mikrobiologickou analýzu vodných vzorků (pitných a povrchových vod, nápojů, léčiv a pod.)

Technické parametry

Materiál:	směs acetátu a nitrátu celulózy
Teplotní stabilita:	max 130 °C
Rozsah pH:	4 - 8

Porozita filtru	0,45 μm	0,80 μm
Rychlost filtrace na 1 cm ² (při tlaku 10 psi)	38-71 ml/min	85-121 ml/min



Membrána ze směsi acetátu a nitrátu celulózy

Průměr membrány (mm)	Porozita (μm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
47	0,45	100	F472145
47	0,80	100	F472180