

Filtr membránový PC | FILTRATECH

Nesterilní hydrofilní polykarbonátové filtry s dobrou teplotní a chemickou odolností

- Dobrá odolnost vůči organickým rozpouštědlům a halogenovaným organickým sloučeninám
- Vhodné pro analýzy pod elektronickým mikroskopem

Technické parametry

Materiál:	polykarbonát
Teplotní stabilita:	max 140°C

Porozita	0,22 µm	0,45 µm
Rychlost filtrace na 1 cm ² (při tlaku 10 psi)	10 ml/min	33 ml/min



Průměr membrány (mm)	Porozita (µm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	0,22	100	F254022
25	0,45	100	F254045
47	0,22	100	F474022
47	0,45	100	F474045